

---

# HOGGI<sup>®</sup>



## SHARKY

### Manual do usuário

---

pt

---

# Manual do usuário da cadeira SHARKY

<b>1</b>	<b>Identificação de modelo e configuração básica</b>	
1.1	Identificação de modelo	3
1.2	Configuração básica	3
1.3	Condições ambientais	3
<b>2</b>	<b>Informações básicas</b>	
2.1	Prefácio	4
2.2	Aplicação	4
2.3	Declaração de conformidade	4
2.4	Termos de garantia	4
2.5	Assistência e reparos	4
2.6	Obrigatoriedade de comunicação de incidentes graves	4
2.7	Segurança do produto / recalls	4
2.8	Lista de acessórios	5
<b>3</b>	<b>Instruções de segurança</b>	
3.1	Significado dos símbolos	5
3.2	Instruções básicas de segurança	5
<b>4</b>	<b>Entrega e preparação para o uso</b>	
4.1	Entrega e preparação para o uso	9-11
<b>5</b>	<b>Acessórios</b>	
5.1	Barra de condução	11
5.2	Sistema de descanso de pés	12
5.3	Descanso de cabeça	14
5.4	Suporte de tronco em PU	15
5.5	Colete	16
5.6	Cinto pélvico	17
5.7	Cinto redutor pélvico	19
5.8	Descanso de braços	19
5.9	Mesa ajustável de profundidade e removível	20
5.10	Bloco abdutor	21
5.11	Cinta de panturrilha	21
5.12	Cinta de tornozelo	22
5.13	Bacia sanitária	22
5.14	Guarda-respingo	23
5.15	Preenchimento de assento para higienização com abertura	23
5.16	Sub-base para banheira	23
5.17	Adaptador de vaso sanitário	24
5.18	Suporte de quadril almofadado em PU	26
5.19	Rodas com travas	26
<b>6</b>	<b>Transporte e armazenamento</b>	
6.1	Transporte e armazenamento	26
<b>7</b>	<b>Manutenção / assistência e reparos / vida útil</b>	
7.1	Manutenção / assistência e reparos	28
7.2	Vida útil	28
<b>8</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
	Todas especificações e notas dos itens e acessórios	29
<b>9</b>	<b>Armazenamento</b>	<b>30</b>
<b>10</b>	<b>Reciclagem e descartes</b>	<b>30</b>

---

## 1.1 Identificação de modelo

A etiqueta de identificação é colada no tubo cruzado do encosto ou no lado direito interno da base.



## 1.2 Configuração básica:

### Base:

- compactamente dobrável
- ajuste de altura, altura transversal do vaso sanitário 43-52 cm
- tilt (angulação assento) -10° até 45°

### Assento:

- removível da base (desengate rápido)
- almofadas do encosto, assento e suporte de quadril em PU
- abertura /fechamento para higienização
- encosto com ângulo ajustável, dobrável e removível
- largura assento de 24, 27, 30 cm
- profundidade de assento 27-36 cm
- altura do encosto 42 cm
- angulação do encosto 72-120°
- peso máximo: 60 kg

- tamanho 1 (tamanho 2 em desenvolvimento)

## 1.3 Condições ambientais:

Fatores ambientais tais como temperatura e umidade podem danificar a cadeira SHARKY. O fabricante recomenda não expor a cadeira SHARKY em temperaturas acima de +40°C. Cuidado: Exposição prolongadas ao sol podem aquecer partes da cadeira. CUIDADO!

---

## 2 Informações básicas

### 2.1 Prefácio

Obrigado por escolher a cadeira de banho e higiene **SHARKY**. Nós desenvolvemos um produto de alta qualidade para tornar sua vida mais segura e prática, e nós descrevemos este manual para lhe ajudar com o uso e cuidados. Por favor, é recomendado a leitura das instruções seguintes para ter certeza do uso deste produto. Em caso de dúvidas futuras ou algum problema, por favor contate seu distribuidor.

Nós esperamos que a **SHARKY** atenda suas expectativas. Nós forneceremos modificações técnicas relacionadas com este modelo específico no manual. Antes do primeiro uso da cadeira, este manual deve ser lido e compreendido pelo usuário e cuidador para garantir o uso correto desta cadeira de banho e higiene.

### 2.2 Aplicação

A cadeira de banho e higiene **SHARKY** para crianças é recomendada no uso interno e em áreas úmidas diariamente. Ela é utilizada por crianças e adolescentes com deficit no sentar e ficar em pé nas atividades e cuidados diários / higiene ou banho. Bases variadas permitem possibilidades de uso tais como cadeira de banho, assento de banho, assento de banheira ou posicionador móvel nas atividades pessoais de higiene.

Assistência pode ser necessária devido:

- Paralisia (paraplegia / tetraplegia or paresia)
- Perda de membros (dismelia/amputação de membro inferior)
- Paralisia cerebral (infantil/espástica)
- Spina Bífida
- Distúrbios musculares/ nervosos
- Osteogenese imperfeitas
- Poliomielite

A **SHARKY** é capaz de ser utilizada para usos rotineiros.

Para usos recorrentes, a cadeira deve ser limpa e higienizada eficientemente. Após o uso, a cadeira deve ser verificada em suas condições, desgaste e danos por um técnico autorizado. Qualquer dano ou itens inapropriados precisam ser substituídos. Por favor também veja o manual de assistência para maiores detalhes.

### 2.3 Declaração de conformidade

**HOGGI** GmbH como fabricante declara sob sua responsabilidade única que a cadeira de reabilitação para crianças e adolescentes **SHARKY** atende aos requisitos gerais de segurança e conformidade de acordo com os requerimentos do Anexo I do Regulamento (EU) 2017/745 do Parlamento Europeu e Conselho. Estão de acordo com os padrões da Harmonised European Standards. A cadeira **SHARKY** atende os requerimentos da ISO 7176-8, DIN EN ISO 12182, DIN EN ISO 12183, ISO 8191-1 e ISO 8191-2.

### 2.4 Termo de garantia

A garantia é aplicada quando o produto é usado de acordo com as condições específicas e propósitos requeridos, seguindo todas as recomendações do fabricante. O fabricante não é responsável pelos prejuízos causados pelos componentes e peças não originais. Veja também o parágrafo 8 do termos e condições na web: [www.hoggi.de](http://www.hoggi.de)

### 2.5 Assistência e reparos

A assistência e reparos da **SHARKY** somente devem ser conduzidos pelo representante autorizado. Caso tenha algum problema, contate seu distribuidor local. Reparos necessários serão feitos somente com peças de reposição originais.

### 2.6 Obrigatoriedade de comunicação de incidentes graves

Todos os incidentes graves que ocorrerem associados com o produto devem ser reportados ao fabricante, distribuidor e autoridades responsáveis.

### 2.7 Segurança do produto / recalls

Você pode encontrar toda nova informação de segurança do produto e recalls do distribuidor ou diretamente do fabricante pelo site [www.hoggi.de](http://www.hoggi.de)

## 2.8 Lista de acessórios

- Barra de condução
- Sistema de descanso de pés
- Descanso de cabeça
- Almofada lateral/tronco em PU
- Guarda-respingo
- Adaptador de banheiro
- Colete neoprene
- Cinto
- Cinto redutor pélvico
- Descanso de braços
- Preenchimento de assento
- Almofada de quadril em PU
- Mesa ajustável terapêutica
- Bloco abdutor
- Cinta de panturrilha
- Cinta de tornozelo
- Base para banheira



**Para preparação, reparo e assistência, as seguintes ferramentas são necessárias:**

Chave Allen, tamanho: 3 mm, 4 mm, 5 mm e 6 mm

Chave Soquete, tamanho: 10 mm, 13 mm, 19 mm e 24 mm

## 3 Instruções de segurança

### 3.1 Significado dos símbolos



**Atenção!**

Aviso de perigo com possibilidade de acidente e danos. Aviso de possibilidade de perda técnica.



**Informação!**

Sobre o uso do produto.



**Informação!**

Para assistência técnica.



**Atenção!**

Leia o manual antes do uso!

### 3.2 Instruções básicas de segurança



Leia o manual completamente antes do uso! Familiarize-se com o manuseio e funções da cadeira antes de usá-la e pratique as suas várias funções. Você é o responsável pela segurança de sua criança. A segurança dela pode ser comprometida caso você não siga as instruções deste manual. Mesmo assim, nem todas as circunstâncias e situações imprevistas são tratadas neste manual. Razoabilidade, cuidado e vigilância não são características deste produto, elas são requeridas pelas pessoas que usam o equipamento. A pessoa que está usando o equipamento e seus acessórios devem compreender todas as instruções e ser capaz de explicar para todas as outras pessoas que usam o produto e seus acessórios. Caso as instruções não sejam claras e haja necessidade de explicações adicionais ou outras questões, por favor entrar em contato com o distribuidor HOGGI. Praticar com a nova cadeira num terreno plano primeiro com a criança. Em conjunto com a criança, aprender como a cadeira reage quando muda o centro de gravidade por exemplo, em declives ou inclinações ou quando há um obstáculo como degrau e calçada. Isto deve ser feito com a ajuda de uma outra pessoa.



Coloque o cinto na criança toda vez que ela estiver na cadeira de banho e higiene.



**HOGGI** salienta que qualquer uso atípico da cadeira de banho e higiene pode ser perigoso. A cadeira não é projetada para corrida, skate ou outras atividades similares. Adicionalmente, a cadeira pode corroer mais rapidamente quando usada em piscinas. As rodas frontais giratórias podem oscilar em alta velocidade, podendo causar uma parada de repente, virando a cadeira. Use a cadeira somente na velocidade de uma caminhada. Em nenhuma hipótese deixar a barra de condução enquanto empurra e nunca dar um empurrão na cadeira.



A cadeira somente deve ser utilizada em superfícies firmes.



Use sua cadeira como instruída pelo fabricante. Por exemplo, não a avance contra obstáculos (incluindo degraus, calçadas) sem frear. Não "saltar" com a cadeira de superfícies mais elevadas.



Prestar atenção em declínios e inclinações. Atenção especial deve ser tomada na prevenção de queda da criança da cadeira, tombamento da cadeira de banho e higiene ou escorregamento.



A cadeira de banho e higiene somente deve ser erguida através da estrutura da base.



A cadeira de banho somente deve ser estacionada na posição horizontal em superfícies niveladas. Caso necessite parar a cadeira num declive, ficar de frente para a cadeira, com os freios acionados e certifique-se que o assento esteja na posição reta. Há o risco da cadeira tombar para trás se o assento estiver numa posição reclinada.



Antes de levantar da cadeira e antes de entrar e sair, sempre travar os freios.



Quando sua criança tentar alcançar qualquer objeto na frente, na lateral ou atrás da cadeira, certifique-se que ele/ela não se incline muito para fora da cadeira pois pode haver mudança no centro de gravidade e isto pode fazer com que a cadeira vire ou tombe.



Por favor mantenha os materiais de embalagem longe do alcance de criança. Os plásticos podem provocar perigo de sufocamento.



Nunca deixe sua criança desacompanhada na cadeira mesmo que esteja com cinto e com os breques acionados.



As travas das rodas devem ser acionadas antes do uso.



Estabilidade estática é maior do que 10,5° de inclinação.  
Colocar bolsas pesadas ou outros pesos na barra de condução podem afetar a estabilidade negativamente.



Durante o ajuste do reclino do encosto com a criança sentada, prestar atenção com o perigo de prender o braço ou pernas nas partes flexíveis da cadeira.



Não use o descanso de pés como apoio para entrar ou sair da cadeira.



A cadeira de banho e higiene somente pode ser utilizada por um único usuário ao mesmo tempo.



Descarte de resíduos: O material de embalagem assim como metal, alumínio e plásticos podem ser reciclados. A reciclagem deve ser conduzida de acordo com as normas nacionais e legais.



Carga máxima nos membros superiores de 5 kg.



Todas as almofadas são dificilmente inflamáveis e estão de acordo com a norma EN 1021 parte 1 (teste de cigarro) e parte 2 (teste de concordância). Mas isto não protege o usuário no assento de sofrer queimaduras em caso de descuido no manuseio de chama ou fogo.



Para armazenamento na posição dobrada, nenhuma carga deve ser feita na base da cadeira.



Carga máxima da **SHARKY**: 60 kg.



Acessórios e outros itens adicionados reduzem o peso proporcionalmente.



Excesso de pontas de cintas dos acessórios podem prender o mecanismo de inclinação e evitar assim o correto funcionamento dos pinos de travamento. Neste caso, o assento poderia cair da base da cadeira.  
Por esta razão, reduzir o excedente de cintas dos acessórios para que eles não possam se prender.  
Puxar para frente firmemente para verificar se o assento está encaixado propriamente.



Por favor leia para aquelas pessoas com deficiência visual este manual e materiais informativos – ou use assistentes eletrônicos. Por favor baixar ou ler todos os documentos da cadeira em nosso site [www.hoggi.de](http://www.hoggi.de). Adicionalmente, estão disponíveis vídeos e fotos dos produtos nas galerias na internet!



Quando você alterar um ajuste na cadeira, garanta que todos os parafusos foram reapertados com firmeza.



Verificar as condições do produto caso haja sinal de danos na embalagem.



Cuidado com altas temperaturas. A cadeira pode aquecer significativamente quando exposto ao sol ou sauna. Em frio extremo, há um risco de hipotermia.  
Para aquelas pessoas com insensibilidade na pele (por exemplo, pessoas que não percebem o aumento de temperatura) e / ou com ferimento na pele, cuidado com as partes de metal para não exporem à altas temperaturas.  
Nestes casos, é fundamental o uso de vestimentas apropriadas para proteção da pele.



Utilizar somente acessórios e peças de reposição aprovadas pela HOGGI para não colocar em risco a segurança do usuário.



Alteração e configuração do produto ou acessórios somente devem ser realizados por técnicos autorizados.





## 4 Entrega e preparação para o uso

**SHARKY** é fornecida de forma completa.

Caixa de papelão: 880 mm (L) x 700 mm (C) x 400 - 450 (A)

Por favor checar as condições do equipamento se a caixa estiver danificada. Remover a embalagem cuidadosamente.



**A embalagem original contem os seguintes itens:**

- base fechada (veja figura)
- assento e encosto fechado
- acessórios adicionados caso solicitados
- (Estes acessórios devem ser montados na cadeira por um distribuidor autorizado)
- Instrução e lista de ferramentas requeridas




**Para abrir proceda da seguinte maneira:**

- Mover o pino do lado direito da base.



- Girar o pino 90° para bloquear.



- A figura mostra o pino travado no lado direito.




- Mover o pino para o lado esquerdo da base.



- Segurar a base com a mão esquerda e ao mesmo tempo, erguer a barra de trás da base com sua mão direita.
- Quando ambas as travas deslizantes tiverem se movidas para frente com alguns centímetros, a trava no lado direito pode ser liberada.
- O processo de abertura agora pode ser continuado.



- Certifique-se que ambas as travas tenham se encaixadas no local corretamente pelo som produzido.



#### Ajuste de altura:

- Puxar ambas as alças para frente ao mesmo tempo e erguer a SHARKY até a posição da altura desejada.



Certifique-se absolutamente que não haja criança sentada na cadeira quando for necessário o ajuste de altura.




**Para colocar o assento, proceder da seguinte maneira:**

- Puxar a alça de liberação (vide foto) e mover o encosto para cima.
- Encaixar ambas as travas de forma audível na posição desejada do regulador de angulação do encosto.



- Colocar o assento na base por cima conforme mostrado na figura.
- Certifique-se que você insira primeiramente os orifícios da guia traseira (A) do assento nos dois eixos de travamento traseiro (B) da base.



A = Orifícios da guia do assento  
B = Eixos de travamento da base



- Colocar o assento no eixo de travamento frontal e finalmente, deixar ele encaixar no local.



## 5 Acessórios

### 5.1 Barra de condução

- Remover o painel do encosto como mostrado na figura.



- Colocar a barra de condução na base do encosto como mostrado e inserir os 4 parafusos cilíndricos M6x16 fornecidos.



- Prender os parafusos com as porcas e arruelas de travamento fornecidas.



## 5.2 Colocação do sistema de descanso de pés

Para conectar (e remover) o sistema de descanso de pés, a posição menor do angulador não pode ser selecionada (veja marca X).



Para evitar quedas, ferimentos ou tombamentos, não carregar no descanso de pés mais do que 28 kg!




Adicionalmente, nós recomendamos a posição do assento com tilt de 45 ° conforme mostrado na figura.



- Direcionar o sistema de descanso de pés por ambas aberturas na parte de baixo do assento ao mesmo tempo.



- Certifique-se de que as aberturas estão engatadas atrás nos orifícios do assento.



- Girar o descanso de pés para frente até ouvir o click da trava no encaixe.



#### **Ajustando o angulador de joelho**

O angulador de joelho pode ser ajustado entre 78 ° e 138 ° usando o mecanismo de travamento sob a borda da parte frontal do assento.



- Puxar a alça de soltura com uma mão do mecanismo de travamento e mover a alavanca do angulador de joelho com a outra mão até a posição angular desejada.



- Encaixar ambas as travas do mecanismo de travamento na posição desejada do angulador.



### Remoção do sistema de descanso de pés

Para colocar (e remover) o sistema de descanso de pés, a posição menor do angulador não pode ser selecionada (veja marca X).

Adicionalmente, nós recomendamos a posição do assento com tilt de 45 ° conforme mostrado na figura.



- Usar os dedos indicadores para puxar as pontas das travas para frente.
- Certifique-se de segurar o sistema de descanso de pés com a barra.



- Mover o sistema de descanso de pés para trás até que ambos se soltem do orifício de encaixe.
- Retirar o sistema de descanso de pés.



### 5.3 Descanso de cabeça

- Abrir a alavanca de fixação e inserir o descanso de cabeça no suporte por cima como mostrado na figura.



- Selecionar a altura desejável do encosto de cabeça e travar a alavanca de fixação.



- Abrir a alavanca de fixação como mostrado na figura e selecionar a posição angular desejada do encosto de cabeça.
- Travar a alavanca de fixação.



#### 5.4 Suporte de tronco em PU

A figura mostra a abraçadeira na base do encosto para a montagem do suporte de tronco.



- Parafusar o suporte de tronco na abraçadeira da base do encosto como mostra a figura.
- Para ajustar a altura do suporte de tronco, soltar o parafuso de conexão como mostrado e mover o suporte de tronco para a altura desejada.
- Apertar firmemente o parafuso de conexão novamente.



- Soltar o parafuso de conexão como mostrado para ajustar a largura desejada.
- Apertar firmemente o parafuso de conexão novamente.



- Soltar o parafuso de conexão como mostrado na figura ao lado para ajustar o ângulo desejável.
- Apertar firmemente o parafuso de conexão novamente.



**Abrindo o suporte de tronco:**

- Puxar a trava para cima para liberar o travamento.



Mover o suporte de tronco para trás.



**5.5 Colete**

A figura ao lado mostra o colete.



- Passar a cinta do colete pelo ilhó na parte de trás do encosto pela frente da cadeira como mostra a figura.



- Passar a cinta pela fivela do colete como mostra a figura.





- Passar a cinta por trás da barra de reforço na base do encosto como mostra a figura.



- Passar a cinta novamente pela fivela como mostra a figura.



- Passar a cinta pela fivela e pelo ilhó no encosto como mostra a figura.
- Proceder da mesma maneira com o outro lado superior da cinta do colete.



- Para colocar as cintas da parte inferior do colete, veja o descritivo no item **5.6 cinto de quadril**.

#### **Abrindo o colete:**

- Abrir as travas acima do colete e/ou as travas da região pélvica.



#### **5.6 Cinto pélvico**

- Passar a ponta da cinta pela fivela como mostra a figura.



- Passar a ponta da cinta pelo ilhó na base como mostra a figura.



- Passar a cinta de volta na fivela como mostra a figura.



- Passar a ponta da cinta de volta na fivela como mostra a figura ao lado.



- realizar da mesma maneira com o outro lado do cinto.

A largura pode ser ajustada movendo a fivela.



- O cinto é aberto pressionando o botão preto de soltura.

O cinto pode ser re-apertado na fivela puxando a ponta do cinto (ajuste final).



### 5.7 Cinto redutor pélvico

A figura ao lado mostra o cinto redutor pélvico.



- Para montagem, parafusar o cinto redutor pélvico como mostra a figura com o orifício da base do encosto.
- Depois, proceda da mesma maneira para o outro lado.



- Para ajustar a profundidade do cinto, soltar o parafuso de conexão como mostra a figura e selecionar a posição desejada.



### 5.8 Descanso de braços

A figura ao lado mostra o descanso de braços removível e ajustável de altura.



- Apertar o botão de soltura como demonstrado e selecionar a posição da altura desejada.



- Certificar que o descanso de braços esteja travado com segurança.



O descanso de braços pode ser removido.



### **5.9 Mesa ajustável de profundidade e removível**

- A figura mostra a mesa ajustável de profundidade.

- Colocar a mesa nos orifícios do suporte da base embaixo das almofadas do descanso de braços.

- 
- Certificar que a mesa esteja travada com segurança.



#### 5.10 Bloco abdutor


##### Colocação:

- Posicionar o bloco abdutor como mostra a figura. Mover o bloco para cima para travar.



##### Soltura:

- Apertar a trava de soltura e puxar o bloco abdutor para frente.



#### 5.11 Cinta de panturrilha

A figura mostra a cinta de panturrilha ao lado.



- Abrir as alças de travamento nos dois lados do eixo do descanso de pés.
- Puxar o descanso de pés para baixo.

- 
- Inserir a cinta de panturrilha e posicionar na altura desejada.
  - Re-instalar o descanso de pés na altura desejada e fechar a alça de travamento nos dois lados.



#### 5.12 Cinta de tornozelo

A figura ao lado mostra a cinta de tornozelo.

Para montagem da cinta de tornozelo, verificar o procedimento descrito no item **5.6 cinto pélvico**.



#### 5.13 Bacia sanitária

##### Instalação:

- Colocar a bacia sanitária nos trilhos por trás das cadeira.
- Certificar que ela esteja travada com segurança.



##### Remoção:

- Puxar a bacia sanitária através dos trilhos pela parte de trás da cadeira.



A figura ao lado demonstra os trilhos. Visão por baixo da cadeira.



#### 5.14 Guarda-respingo

Veja ao lado na figura..

- Colocar o guarda-respingo como mostrado ao lado antes do uso.
- Remover o guarda-respingo após o uso.



#### 5.15 Preenchimento de assento para higienização com abertura

O preenchimento de assento pode ser removido facilmente para higiene e limpeza.



- Caso necessite, puxar para fora o preenchimento como demonstrado ao lado.



A ilustração ao lado mostra a cadeira com abertura para higienização e sem o preenchimento de assento.



#### 5.16 Sub-base da cadeira

A sub-base da cadeira de banho SHARKY é adequada para todos os tipos de banheiros convencionais e funciona com a unidade do assento.

**Antes de cada uso, é imprescindível a checagem e verificação de possíveis danos na base!**



- Antes de instalar o assento, certificar-se que as ventosas possuem contato totalmente com uma área limpa e nivelada.
- Em seguida, pressionar a base firmemente com as ventosas e verificar se estão bem presas ao local.



- Agora a unidade do assento pode ser colocada na sub-base. Numa posição levemente inclinada do assento, as guias traseiras devem ser primeiramente presas ao eixo dos retentores do suporte da base.



- A unidade do assento pode ser agora abaixada pela alavanca vermelha de travamento frontal até que ouça o encaixe.

**Dependendo do padrão e necessidade individual da criança, o assento deve ser preso com cintas apropriadas para prevenir quedas do assento!**



- Para remoção da sub-base da banheira, puxar a base pelas alças correspondentes como demonstrado ao lado.

**Pode haver risco de danificação nas ventosas caso a remoção da base seja feita diretamente pelo assento!**




#### **5.17 Adaptador de vaso sanitário**

- O adaptador do vaso sanitário da SHARKY é adequado para todos os tipos de banheiros convencionais e funciona com a unidade do assento.

**Antes de cada uso, é imprescindível a checagem e verificação de possíveis danos no adaptador de banheiro!**





- A placa do adaptador deve ser instalada numa posição apropriada no vaso sanitário.
- Os parafusos devem ser apertados firmemente aqui para garantir um posição segura.




- A base do adaptador é conectada no suporte pela parte frontal.



- Certifique-se de que haja o som do encaixe das molas em ambos os lados. Isto garante que o adaptador esteja firmemente conectado.



- A placa dos pés necessita estar centralizada na cerâmica do vaso sanitário. Dependendo do formato do vaso sanitário, a placa deve ser montada numa posição diferente de furação.



- Agora a unidade do assento pode ser acoplada ao adaptador. Numa posição levemente inclinada do assento, as guias traseiras devem ser primeiramente presas no eixo dos retentores do suporte da base.



- A unidade do assento pode ser agora abaixada pela alavanca vermelha de travamento frontal até que ouça o encaixe.

**Dependendo da padrão e necessidade individual da criança, o assento deve ser preso com cintas apropriadas para prevenir quedas do assento!**



### 5.18 Suporte de quadril almofadado em PU

A figura ao lado mostra a almofada de quadril em PU.



### 5.19 Rodas com trava

Para travar as rodas, pressionar a trava para baixo com a ponta dos pés.



Para destravar as rodas, empurrar a trava para cima com a ponta dos pés.



## **6 Transporte e armazenamento**

---

### 6.1 Transporte e armazenamento

A cadeira SHARKY pode ser transportada ou armazenada com ou sem o assento, com ou sem o descanso de pés.



A forma mais reduzida de tamanho para armazenagem pode ser alcançada com a remoção do assento e do descanso de pés.

---

## 7 Manutenção/ assistência, reparos e vida útil

---

### 7.1 Manutenção/ assistência e reparos

Sua cadeira **SHARKY** é aprovada pela CE. O fabricante com isto garante que o equipamento médico como um todo, está de acordo com os requerimentos e diretrizes do Anexo I do Regulamento (EU) 2017/745 do Parlamento e Conselho da UE. A cadeira deve ser vistoriada de seu correto funcionamento antes de cada uso. Os itens listados na tabela abaixo devem ser vistoriados pelo usuário de acordo com o intervalo indicado.

Verificação:	diária	semanal	mensal
Teste no funcionamento dos freios/ breque	X		
Teste com os parafusos de conexão		X	
Pressão do ar (se aplicável) e indicado na lateral do pneu			X
Inspeção visual partes desgastadas tais como rodas e rolamentos			X
Contaminação/ sujeiras nos rolamentos			X
Botão de solturas (rodas traseiras - se aplicável)	X		
Firmeza no descanso de pés		X	
Teste no funcionamento do mecanismo de reclino			X
Teste no funcionamento de ajuste no ângulo do encosto			X

Ao sinal de qualquer defeito, por favor contatar o representante autorizado da HOGGI para saná-lo. Nós também recomendamos que você faça uma revisão na sua cadeira **SHARKY** a cada 12 meses.



#### Instruções de limpeza e manutenção

- Limpar todos os componentes da base e partes plásticas usando um detergente neutro somente.
- Partes almofadadas podem ser lavadas até 40 °C. Caso seja lavada em máquina de lavar, colocá-las numa bolsa ou fronha.
- Na maioria das vezes, limpar com um pano úmido já é suficiente.
- Não use sua cadeira **SHARKY** perto de área próximas ao mar.
- Mantenha longe de areias e partes que podem danificar rolamento de rodas.
- Caso sua cadeira **SHARKY** seja molhada, secá-la o mais rápido possível.
- Cabelos e partículas de sujeira geralmente se acumulam entre a roda e o garfo. Isto pode afetar a rotação mais suave nas rodas. Remover as rodas e cuidadosamente limpar o garfo e rodas usando um detergente neutro.
- As rodas traseiras possuem um sistema de soltura (se aplicável). Para manter este sistema operando, garantir que nenhuma sujeira se adere ao eixo do botão de soltura ou eixo. O botão de soltura também deve ser levemente lubrificado regularmente com óleo de máquina de costura sem resina.
- Os parafusos devem ser verificados frequentemente. Em particular quando se iniciar o uso e depois de algum ajuste. Caso algum parafuso fique solto repetidamente, consultar seu revendedor.

### 7.2 Vida útil da SHARKY:

A expectativa da vida útil da cadeira **SHARKY** é de 5 anos, dependendo da intensidade do uso e manutenções. Nós recomendamos uma inspeção anual pelo revendedor autorizado HOGGI. Em caso de alguma interferência ou dano, a cadeira deve ser checada imediatamente pelo revendedor ou loja especializada.

---

---

## 8 Especificações técnicas

---

	Tamanho 1	Tamanho 2
Largura assento	24/27/30 cm	29/32/35 cm
Profundidade assento	27 - 36 cm	27 - 40 cm
Altura encosto	45 cm	55 cm
Altura transversal máxima do vaso sanitário	52 cm	52 cm
Angulação do assento	-10° até +45°	-10° até +45°
Angulação do encosto	72° - 120°	72° - 120°
Angulação do descanso de pés	80° - 100°	80° - 100°
Altura do descanso de braços	14,5 - 20,5 cm	14,5 - 20,5 cm
Diâmetro rodas	75 mm, 100 mm	75 mm, 100 mm
Raio de giro mínimo	380 mm	380 mm
Área de giro entre duas paredes	926 mm	926 mm
Capacidade máxima**	60 kg	60 kg
Peso (assento)	9 kg	10 kg

**ATENÇÃO!**

\*Acessórios e itens extras reduzem a capacidade de carga da cadeira.

**ATENÇÃO!**

\*\*Peso da cadeira **SHARKY** na configuração básica.

---

## 9 Armazenamento

---



**SHARKY** pode ser transportada e/ou armazenada na posição fechada.

Entretanto, é possível segregar a cadeira em partes menores com simples e poucos passos.

A forma mais compacta é alcançada com o assento e o sistema de angulação de joelhos removidos.



Instruções no cuidado!

Limpar a cadeira **SHARKY** completamente antes do armazenamento. Assegurar que tenha seguido as instruções da página 28 deste manual.

---

## 10 Reciclagem e descartes

---

**SHARKY** é feita de material reciclado.

O material de embalagem assim como todas as partes de metais, alumínio e plásticos podem ser recicladas.

Descartes devem proceder de acordo com os respectivos regulamentos e leis nacionais. Buscar informações com a administração municipal para descartes junto à empresa competente.

---

Importado e distribuído por: MAIS MOVIMENTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA REABILITAÇÃO LTDA.  
CNPJ 58.895.681/0001-83. Rua Ernesto Bristotti Nº 41 - Jardim Myriam - Campinas/SP. CEP: 13.098-408. AFE ANVISA nº  
8.11.374-2. Resp. Técnico: Emmanuel Dias de Sousa Lopes CREFITO/SP 188523-F. Registro ANVISA nº 81137420020.  
Serviço de atendimento do consumidor SAC: (19) 3304-2500 / [sac@maismovimento.com.br](mailto:sac@maismovimento.com.br).

versão 1 deste manual do usuário.

HOGGI GmbH  
Eulerstraße 27 • 56235 Ransbach-Baumbach • Deutschland  
Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0 • Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99  
E-mail: [info@hoggi.de](mailto:info@hoggi.de) • [www.hoggi.de](http://www.hoggi.de)