
HOGGI[®]



FLUX
Manual do usuário

pt

Manual do usuário - FLUX

1	Identificação do modelo	3
1.1	Identificação do modelo	3
1.2	Configuração básica	4
1.3	Condições ambientais	4
2	Informações básicas	5
2.1	Prefácio	5
2.2	Aplicação	5
2.3	Declaração de conformidade	5
2.4	Termos de garantia	6
2.5	Serviços e reparos	6
2.6	Obrigação de informação para incidentes graves	6
2.7	Segurança/ recall de produtos	6
3	Instruções de segurança	7
3.1	Significado dos símbolos	7
3.2	Instruções básicas segurança	7
4	Entrega e preparação para uso	11
5	Ajustes e possibilidades de adaptações	13
5.1	Barra com manoplas - ajustes de altura e profundidade (todas as versões)	13
5.2	Barra com manoplas padrão	13
5.3	Barra com manoplas ajustáveis	13
5.4	Freio anti-ré	14
5.5	Fechamento para transporte	14
6	Acessórios	15
6.1	Apoio para antebraço com manoplas	15
6.2	Roldana de colisão	16
6.3	Tensionador das rodas	16
6.4	Freio de mão	16
6.5	Freio de estacionamento	17
6.6	Sistema anti-quedas	18
6.7	Assento	18
6.8	Suporte de quadril multi-ajustável	18
6.9	Suporte de tronco	19
6.10	Suporte de quadril dinâmico	20
6.11	Bagageiro	20
6.12	Cesto	20
6.13	Direcionador de rodas	21
7	Transporte	21
8	Armazenagem	21
9	Reciclagem e descarte	22
10	Manutenção, serviços e reparos	23
11	Especificações/ dados técnicos	24

1. Identificação do Modelo

A etiqueta está colada na estrutura traseira.

The image shows three identical labels for the HOGGI FLUX 330X-0000-XXX MD product. Each label contains the following information:

- Color Code:** 330X-0000-XXX
- Product Code:** MD
- Manufacturer:** HOGGI GmbH, Eulerstr. 27, 56235 Ransbach-Baumbach
- Product Name:** FLUX
- Size:** Größe X
- CE Marking:** CE XXkg
- Serial Number:** SN 2021178999
- Production Date:** 2021/05/12
- Barcode:** (01)04047349096062(21)202178999
- Information Icon:** i
- Max. Load:** max. load

The labels are connected to the following descriptions:

- Código da cor
- Código do produto
- Tamanho
- Número Serial
- Etiqueta CE
- Classificação / Nome do Produto
- Data de fabricação
- Carga máx. / Peso máx. do usuário
- Fabricante
- Local de Fabricação
- Ano de Fabricação
- Código UDI

1.2 Configuração básica

- FLUX estrutura compacta dobrável
- Rodas dianteiras giratórias com pneus anti-furo em PU
- Barra de manoplas com ajuste de altura e profundidade
- Freios anti-ré nas rodas traseiras - ativado ou desativado

1.3 Condições ambientais

Fatores ambientais como temperatura e umidade podem danificar o andador. O fabricante recomenda o uso do FLUX em ambientes sem condensação, temperaturas entre -20°C e +40°C e umidade de 5 a 100%.

Atenção: Ao ficar exposto ao sol por um longo período de tempo, a estrutura e as peças do andador podem aquecer-se. Preste atenção nisso!

2 Informações básicas

2.1 Prefácio

Obrigado por escolher o andador **FLUX**. Desenvolvemos esse produto de alta qualidade para tornar sua vida mais fácil e segura. Incluímos este manual para ajudá-lo a usá-lo e cuidar dele de maneira adequada. Por favor, leia as instruções a seguir para certificar-se de usar este produto conforme recomendado. Se você tiver mais dúvidas ou se tiver algum problema, entre em contato com seu médico.

Esperamos que o **FLUX** atenda às suas expectativas.

Apresentamos as modificações técnicas relacionadas ao modelo especificado neste manual. Antes de usar o andador pela primeira vez, este manual deve ser lido e compreendido pelo responsável para garantir o manuseio seguro do andador.

2.2 Aplicação

O andador FLUX foi desenvolvido como um "andador posterior" que é usado na direção inversa, atrás do usuário. Isso proporciona maior liberdade para as pernas na direção dianteira.

No entanto, o andador FLUX também pode ser utilizado como "andador anterior" sendo posicionado em frente ao usuário.

O andador FLUX ajuda crianças e adolescentes a usarem sua força e suporte do tronco para auxiliar os membros inferiores comprometidos no caminhar. O andador deve ser usado para ajudar a criança a aprender a sequência de movimentos envolvidos na caminhada e, assim, aumentar a sua mobilidade.

Ele é indicado para o treino da marcha no caso de doenças ou lesões que afetam o sistema locomotor provocando desequilíbrio/assinergia.

O design promove ao usuário a postura ereta ao ficar em pé ou caminhar, e portanto, difere dos andadores básicos, pois exige que o usuário empregue movimentos mais naturais simplificando a capacidade de ficar em pé e estabelecendo senso de equilíbrio ao caminhar.

O FLUX é adequado para reutilização. Antes de sua reutilização, toda a inspeção, cuidados e medidas de manutenção listadas no capítulo 10 - Manutenção, serviços e reparos/vida útil, devem ser realizadas pelo revendedor autorizado.

2.3 Declaração de conformidade

A HOGGI GmbH, fabricante exclusiva, declara que o andador FLUX está em conformidade com os requisitos básicos de segurança e desempenho de acordo com o Anexo I do Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento e Conselho da UE. Todos os padrões harmonizáveis aplicáveis foram aplicados. O andador FLUX atende aos requisitos da ISO 7176-8, DIN EN ISO 11199-2, DIN EN ISO 11199-3 e DIN EN 12182.

2.4 Termos de garantia

A garantia de 1 ano se aplica somente quando o produto for utilizado nas condições especificadas e para os fins a que se destina, seguindo todas as recomendações do fabricante. O fabricante não se responsabiliza por danos causados por componentes e peças de reposição não originais. Consulte também o § 8 dos termos e condições em: www.hoggi.de

2.5 Serviços e reparos

Serviços e reparos no andador FLUX devem ser realizados apenas por revendedores HOGGI autorizados. Caso surja algum problema, entre em contato com o revendedor que forneceu seu FLUX. Revendedores autorizados apenas instalam peças sobressalentes originais HOGGI. Peças sobressalentes e unidades de reposição estão disponíveis durante toda a vida útil do produto, mas apenas por no máximo 2 anos após a venda do último produto desta série. O andador é pré-configurado sob encomenda para o primeiro usuário. Por esse motivo, não há nenhum andador substituto disponível na configuração inicial. Para garantir uma entrega correta das peças sobressalentes, é necessário o número de série do seu andador. Estamos felizes em ajudá-lo a encontrar um revendedor em sua área. Você pode entrar em contato conosco em: info@hoggi.de

2.6 Obrigação de informação para incidentes graves

Todos os incidentes graves ocorridos em relação ao produto devem ser comunicados ao fabricante, aos revendedores especializados e à autoridade competente.

2.7 Segurança / recall de produtos

Para informações sobre segurança e recall de produtos, você deve entrar em contato com os revendedores autorizados ou diretamente com o fabricante em www.hoggi.de.



Para reparos e serviços, são necessárias as seguintes ferramentas:
Chaves Allen, tam.: 4 mm, 5 mm e 6 mm
Multifuncional, tam. 8 mm, 10 mm e 19 mm
Chave de fenda Philips, tam: 2



Documentação adicional do FLUX:

- Manual do usuário
- Catálogo partes e peças

3 Instruções de segurança

3.1 Significado dos símbolos



Cuidado!
Aviso de possível perigo de acidente e ferimentos. Aviso de possíveis danos técnicos.



Informação!
Sobre o uso do produto.



Informação!
Para assistência técnica.



Cuidado!
Produto de terapia apenas para uso interno.



Cuidado!
O aparelho terapêutico só pode ser usado sob supervisão!



Atenção!
Leia o manual antes de usar!

3.2 Instruções básicas de segurança



Leia o manual completamente antes da utilização!
Familiarize-se com o manuseio e funções do produto antes do uso. Você é responsável pela segurança de seu filho. A segurança de seu filho pode ser afetada se você não seguir as instruções deste manual. No entanto, nem todas as circunstâncias possíveis e imprevisíveis podem ser abrangidas por este manual. Razão, cuidado e cautela não são características do produto, são requisitos das pessoas que utilizam o produto. A pessoa que estiver usando o produto e seus acessórios deve entender todas as instruções e explicá-las a todas as pessoas que usam o produto e seus acessórios. Caso as instruções não sejam claras e mais explicações forem necessárias ou se você tiver outras dúvidas, entre em contato com seu revendedor autorizado HOGGI.



Atenção!
O produto pode ser usado apenas em terreno plano e sólido.



Atenção!

O FLUX é um aparelho terapêutico e pode ser usado somente em ambientes internos e sob supervisão! FLUX pode ser usado ao ar livre desde que o freio opcional com trava de roda tenha sido instalado.



Cuidado!

Ao dobrar o andador, não segure em outras partes além das descritas, principalmente no mecanismo de dobramento, caso contrário, há risco de prender os dedos!



Cuidado!

Todas as alavancas de ajuste são apertadas manualmente sem o uso de ferramentas.



Cuidado!

Observe a carga máxima para cada modelo (consulte 11 Especificações/ dados técnicos)!



Cuidado!

A capacidade máxima de carga do Cesto de compras e do Bagageiro é de 5 kg.



Cuidado!

Prender bolsas pesadas ou outro peso ao andador, pode afetar adversamente a estabilidade.



Cuidado!

A marca escalonada de elevação de altura determina a altura máxima possível da barra com manoplas. Nenhum ajuste pode ser feito além desta marca.



Cuidado!

Verificar carga suficiente da barra com manopla de acordo com a carga máxima de capacidade. (consulte nota 11 Especificações/ Dados Técnicos)



Cuidado!

A profundidade da barra com manopla deve ser verificada e eventualmente corrigida após cada ajuste de altura, caso contrário, existe o risco de tombar para a frente.



Cuidado!

Não é permitido ajustar o Apoio para Antebraço com manoplas para fora, além da barra de apoio, pois há risco de tombar.



Cuidado!

Certifique-se de que seu filho não se incline muito para fora do andador para alcançar objetos na frente, na lateral ou na parte traseira do andador FLUX. Uma mudança no centro de gravidade pode fazer com que o FLUX tombe.



Cuidado!

A pega não pode ser utilizada como superfície de assento, caso contrário existe o risco de tombar.



Cuidado!

As partes da estrutura e o suporte não podem ser usados como superfície de assento ou apoio, caso contrário, há risco de tombar.



Tenha cuidado em caso de temperaturas extremas. O andador pode aquecer significativamente ao sol ou na sauna. No frio extremo, existe o risco de hipotermia. Para pessoas com pele insensível (ou seja, pessoas que não conseguem perceber um aumento de temperatura) e/ou com danos na pele, deve-se tomar cuidado para que as partes metálicas não atinjam uma temperatura muito alta. Nestes casos, é imprescindível o uso de vestimentas apropriadas para proteger a pele.



Cuidado!

Por favor, mantenha o material de embalagem fora do alcance das crianças. As embalagens de plástico apresentam perigo de asfixia.



Eliminação de resíduos: O material de embalagem, tanto quanto as peças de metal, alumínio e plástico, podem ser reciclados. A reciclagem deve ser operada de acordo com os termos nacionais e legais. Por favor, pergunte à administração municipal sobre as empresas locais de eliminação de resíduos.



Informação!

Limpe todos os componentes do quadro e peças de plástico usando apenas produtos de limpeza domésticos padrão.



Informação!

Observe a largura máxima do andador FLUX (vão da porta). Consulte também 11-Especificações/ dados técnicos e a etiqueta anexada ao produto.



Informação!

Caso observe qualquer defeito, entre em contato com seu revendedor autorizado HOGGI para eliminá-los. Também recomendamos que você faça a manutenção do seu FLUX em seu revendedor autorizado a cada doze meses.



Pessoas com deficiência visual ou com deficiências cognitivas devem ter o material informativo e as instruções de operação lidas em voz alta por assistentes, ou podem fazer uso de auxiliares de leitura eletrônicos. Todos os documentos estão disponíveis como arquivos PDF no Download Center em www.hoggi.de. Além disso, vídeos de produtos e galerias de fotos de produtos estão disponíveis online!



Informação!

Sempre que você alterar qualquer configuração no andador FLUX, certifique-se de apertar firmemente todos os parafusos que foram afrouxados.



Informações sobre segurança do produto ou recalls de produtos e todos os detalhes de contato podem ser encontrados em nosso em **www.hoggi.de**



4 Entrega e preparação para o uso

A embalagem original contém os seguintes componentes:

- quadro de base dobrado;
- barra com manopla dobrada;
- instruções de uso e lista de ferramentas necessárias;
- acessórios conforme pedido.

Remova cuidadosamente os itens de segurança para transporte e o material de embalagem.



Proceda da seguinte maneira para montar o treinador de marcha FLUX:

FLUX tamanho 1-3

- Segure a estrutura da base atrás das rodas dianteiras e desdobre a estrutura básica conforme mostrado.



- Empurre a alavanca de dobrável até que os pinos de trava se encaixem.



FLUX tamanho 4

- Segure a estrutura base atrás das rodas dianteiras e desdobre a estrutura básica conforme mostrado.



- Empurre as travas deslizantes para baixo até que os ganchos de segurança vermelhos travem com um clique audível.



- Desdobre a barra com manoplas conforme mostrado.



- Abra a alavanca da base e coloque a barra com pegas na estrutura desdobrada.



- Pressione os botões de trava na barra escalonada para dentro ao colocar a barra na estrutura. Insira a barra o mais longe possível na estrutura, até que os botões encaixem no lado esquerdo e direito.



Cuidado!

A barra escalonada determina a altura máxima possível de elevação da barra; nenhum ajuste pode ser feito além desta área.



- Deslize a barra até a altura desejada e feche a alavanca em ambos os lados da estrutura base.



Cuidado!

Verifique a fixação carregando a barra com manoplas de acordo com a capacidade máxima de carga. (consulte 11-Especificações/ dados técnicos)



- Quando a alavanca é aberta, você pode definir a força de fechamento ajustando as porcas serrilhadas.
- Finalmente, você pode ajustar a profundidade da barra uniformemente em ambos os lados e apertar o parafuso sextavado em ambos os lados.



Certifique-se de apertar todos os parafusos que você afrouxou anteriormente.



FLUX tam. 1-3: A profundidade da manopla deve ser ajustada de modo que a borda anterior da pega ou as almofadas do Apoio de antebraço fiquem atrás das rodas em pelo menos o comprimento de **A**. Se as Roldanas de colisão estiverem sendo usadas, a medida de **A** deve ser acrescida em um centímetro. É melhor verificar esta medida ao colocar o andador FLUX contra uma parede lisa e medir o espaço entre a parede a a manopla, ou até a almofada do Apoio de antebraço.

FLUX tam. 4: nenhum ajuste necessário.



Comprimento mínimo de A ao usar:	FLUX tam. 1	FLUX tam. 2	FLUX tam. 3
Barra com manoplas padrão	14 cm	17 cm	20 cm
Barra com manoplas ajustáveis	12 cm	17 cm	20 cm
Barra com Apoio p/ antebraço	14 cm	15 cm	20 cm



Cuidado!

A profundidade da barra com manoplas deve ser verificada e possivelmente corrigida após cada ajuste de altura, caso contrário, existe o risco de tombar para a frente.



5 Ajustes e possibilidades de adaptações

5.1 Altura e profundidade da barra com manoplas (todas versões)

A altura e profundidade da Barra com manoplas podem ser ajustadas para se adequarem às necessidades individuais.

(Consulte 4 Entrega e preparação para uso)




5.2 Barra com manoplas padrão

A Barra com manoplas padrão é mostrada na figura.



5.3 Barra com manoplas ajustáveis

Ao afrouxar os parafusos, você pode rotacionar ambas manoplas, ajustando assim a distância entre as pegas e a altura das mesmas. (consulte 11-Especificações/ dados técnicos).



Você só pode ajustar as manoplas na área mostrada aqui. Após o ajuste, reaperte os parafusos.



Certifique-se de apertar firmemente todos os parafusos que foram afrouxados.

5.4 Freio anti-ré

Como instintivamente as crianças se jogam para trás o tempo todo, o andador FLUX tam. 1 e 2 é equipado com freio anti-ré, oferecendo o suporte ideal.

A ilustração mostra o freio anti ré no modo de roda livre (Off).



Cuidado!
Verifique regularmente o funcionamento adequado e corrija se necessário. Pneus gastos ou danificados devem ser substituídos.



Depois de puxar o pino, a trava do freio anti-ré pode ser girada para frente até que o parafuso engate na posição desativada.

Isso torna possível mover livremente o andador para frente e para trás.

Para ativar o freio anti-ré, basta puxar o pino. A trava de rotação reversa será girada na roda.

5.5 Fechamento para transporte

FLUX tam.1 - 3

Puxe os pinos de trava antes de dobrar e empurre as alavancas dobráveis para cima em ambos os lados.

Segure a estrutura da base do andador atrás da roda dianteira e levante-a ou incline o andador sobre as rodas traseiras. A estrutura anterior se dobrará.

Você obterá um tamanho de fechamento especialmente pequeno se soltar e dobrar a Barra com manoplas. Por favor, proceda na ordem inversa conforme descrito em “4 Entrega e preparação para uso”.



Cuidado!
Ao dobrar o andador, não segure em outras partes além das descritas, principalmente na alavanca dobrável, caso contrário, há risco de prender os dedos!





FLUX tam. 4

Pressione a parte superior das travas de segurança vermelhas em ambos os lados da estrutura antes de fechar. Empurre as travas deslizantes para cima até que sejam desbloqueadas.

Segure a manopla do andador conforme mostrado e levante-o ou incline o andador sobre as rodas traseiras. A estrutura anterior se dobrará.



O andador ficará ainda mais compacto se você soltar a barra com manoplas.

Por favor, proceda na ordem inversa conforme descrito em “4 Entrega e preparação para o uso”



Cuidado!

Ao dobrar o andador, não segure em outras partes além das descritas, principalmente na alavanca dobrável, pois, caso contrário, há risco de prender os dedos!



6 Acessórios

Todos os acessórios não instalados pelo fabricante devem ser instalados por técnicos autorizados. As notas de instalação a seguir são para sua informação, mas devem ser executadas por técnicos treinados.



6.1 Apoio para antebraço com manopla (pega) (2-eixos ou 3-eixos manopla ajustável)

Os Apoios para antebraço com manoplas foram projetados para usuários que não conseguem se apoiar em seus braços estendidos e que se sentem mais seguros usando seus antebraços como suporte.

A versão 3-axial é ajustável em um eixo vertical adicional.

A altura das almofadas de antebraço e das alças verticais podem ser ajustadas junto com a barra com manoplas.


As almofadas de antebraço podem ser conectadas com a pega em três posições diferentes. A distância entre a almofada do antebraço e a pega deve ser ajustada para evitar pontos de pressão e posturas inadequadas.



Com os suportes de fixação, a almofada de antebraço e a alça podem ser ajustadas na posição desejada. **(11-Especificações/dados técnicos)**



Certifique-se de apertar firmemente todos os parafusos que foram afrouxados.



Você só pode ajustar as pegas/almofadas de antebraço dentro da área demonstrada na figura.



Cuidado!
Não é permitido ajustar o Apoio para antebraço com pega para fora e além da barra de apoio, pois há risco de tombamento.




6.2 Roldana de colisão

As roldanas de colisão protegem os móveis, as portas e minimizam o risco do usuário ser surpreendido por obstáculos.



6.3 Tensionador de rodas

O Tensionador de rodas pode ser usado para controlar a desaceleração.



A pressão do Tensionador de rodas no orifício e, portanto, a velocidade de rolamento dos pneus, pode ser variada afrouxando ou apertando os parafusos internamente.



6.4 Freio de mão

O Freio de mão permite ao usuário controlar a frenagem e estacionar o FLUX com segurança.

Para travar os freios, puxe a alavanca do freio completamente e engate a trava de retenção com o dedo indicador. Para afrouxar a trava da roda, puxe levemente a alavanca do freio para que a trava de retenção se solte.




FLUX tam. 1 - 3

Se a função de frenagem for insuficiente, reajuste o respectivo cabo de freio com o parafuso de ajuste.



FLUX tam. 4

Na saída de cada caixa de freio, um parafuso de ajuste giratório afasta o cabo do freio do pneu da roda traseira. Depois de afrouxar a contraporca, a pré-tensão do freio individual (esquerdo ou direito) pode ser ajustada. Aperte a contraporca firmemente novamente e certifique-se de que a manivela do parafuso de fixação fique voltada para o chassi traseiro, longe do pneu.



6.5 Freio de estacionamento

FLUX tam.1 - 3

O freio de estacionamento permite a parada segura do andador FLUX de maneira que fique travada.

A ilustração mostra o freio de estacionamento não acionado.



Para travar, o suporte de fixação superior deve ser abaixado na roda, pressionando até que o freio engate firmemente.

A pressão do freio pode ser aumentada apertando o parafuso de fixação.

Para abrir, puxe o suporte de fixação novamente para cima.



FLUX tam. 4

A ilustração mostra o Freio de estacionamento acionado.



6.6 Sistema anti-quedas

O Sistema anti-quedas aumenta a estabilidade contra tombamento para trás. O sistema é inserido no suporte anti-quedas e protegido com o botão de pressão contra giro. O anti-quedas pode ser girado para cima.



Cuidado!

Certifique-se de que os botões de pressão estejam totalmente encaixados. Verifique com um empurrão forte no sistema anti-quedas se o botão de pressão está encaixado com segurança.



6.7 Assento

O assento não é projetado para ser um acessório confortável, mas sim um assento auxiliar simples e prático que permite ao usuário descansar de vez em quando enquanto usa o FLUX.

O assento pode ser ajustado aos diferentes tamanhos de quadro ao posicionar os braços do tubo na distância desejada.



O assento é preso ao topo da estrutura frontal por um conjunto de suportes de fixação.



Certifique-se de apertar firmemente todos os parafusos que foram afrouxados.



O assento fica na posição vertical durante a caminhada e pode ser abaixado para o simples uso.



6.8 Suporte de quadril multi-ajustável

O Suporte de quadril permite que o usuário se posicione entre a Barra com manoplas (pegas).

Muitos usuários tendem a querer se apoiar na parte traseira. Essas almofadas trazem o usuário mais uma vez para a área anterior da barra e, auxiliando assim, a deixá-los na posição vertical.

A largura e o ângulo do Suporte de quadril, também podem ser ajustados. O suporte central pode ser removido caso seja necessário uma configuração mais estreita.



Ao combinar dois conjuntos de suportes de fixação, o Suporte de quadril pode ser ajustado em várias posições e ângulos.



Certifique-se de apertar firmemente todos os parafusos que foram afrouxados.



6.9 Suporte de tronco

O Suporte do tronco serve para guiar e estabilizar a parte superior do corpo. Ele fornece suporte lateral e, portanto, é ideal para usuários com estabilidade insuficiente do tronco. É assegurado com um sistema de fivela de cinto.

! O sistema serve apenas como guia e não funciona como suporte!

O suporte do tronco é entregue pré-montado.



Combinando dois conjuntos de suporte de fixação, o suporte do tronco pode ser ajustado para cima e para baixo, para frente e para trás em angulação.

Para ajustar, afrouxe a conexão do parafuso conforme mostrado na figura e mova a guia para a posição desejada. Em seguida, os parafusos devem ser apertados firmemente.

A figura mostra a presilha inferior.



A figura mostra a presilha superior.



As almofadas do suporte do tronco podem ser ajustadas individualmente em largura e ângulo.

Afrouxe a conexão ao suporte da almofada à direita e/ou à esquerda e mova as braçadeiras do tubo para a posição desejada. Em seguida, os parafusos devem ser apertados novamente.

A figura mostra a posição estreita.



A figura mostra as almofadas em posição mais aberta.



6.10 Suporte de quadril dinâmico

O Suporte de quadril dinâmico possibilita uma caminhada livre ao usuário com o uso do cinto de quadril.

Também é possível usar uma fixação feita sob medida (espartilho ou cinto) fornecida pelo seu próprio ortesista.



6.11 Bagageiro

O bagageiro é fixado na parte superior da estrutura frontal da mesma forma que o assento e pode ser usado junto com o assento montado. Para que o andador feche de forma compacta, pode ser dobrado.



Atenção!
O Bagageiro só pode ser usado em conjunto com o Sistema anti-quedas.

Bagageiro tam. 1 serve no FLUX tam. 1 e 2.
Bagageiro tam. 3 serve no FLUX tam. 3 e 4.

O bagageiro é fornecido com uma cinta tensionadora para fixação de mochilas e similares.



Cuidado!
A capacidade máxima do Bagageiro é de 5 kg.



6.12 Cesto

Além do uso prático, o Cesto pode ser usado para fins terapêuticos, por exemplo, fornecendo um estímulo para o usuário colecionar objetos.

O Cesto é preso ao andador por quatro tiras de velcro.





A posição das tiras de velcro diferem de acordo com o tamanho do cesto.

Cesto tamanho 1:

- linha superior aprox. 4 cm da borda superior
- linha inferior aprox. 17 cm da borda superior
- distância horizontal aprox. 17 cm



Cesto tamanho 3:

- linha superior aprox. 5 cm da borda superior
- linha inferior aprox. 17 cm da borda superior
- distância horizontal aprox. 20-21 cm



Cuidado!

A capacidade máxima de carga do Cesto é de 5 kg.

6.13 Direcionador de rodas



O direcionador de rodas é especialmente adequado para a fase inicial da terapia com os modelos FLUX, pois uma maior dirigibilidade também requer maior capacidade de coordenação por parte do usuário. O direcionador de rodas pode ser usado para transformar a roda frontal giratória em uma roda com direção única.

Para travar a roda, gire o pino de travamento em 90° e deixe-o encaixar no orifício estabelecido no garfo da roda giratória. Para soltar a trava, puxe o pino, gire-o 90° para que fique na posição desengatada. Após soltar o pino da presilha, o alinhamento pode ser feito com o direcionador de rodas acionado.



7 Transporte

O FLUX pode ser transportado inteiramente, dependendo de tamanho e do equipamento



8 Armazenagem

Você pode obter o menor tamanho do andador dobrando a estrutura e removendo a barra com manoplas.

9 Reciclagem e Descarte

FLUX é feito de materiais recicláveis. A embalagem do produto, bem como todas as peças de metal, alumínio e plástico podem ser reutilizadas.

A eliminação deve ser realizada de acordo com os respectivos regulamentos legais nacionais. Por favor, peça à administração da cidade/município a lista das empresas locais de eliminação de resíduos.

10 Manutenção, assistência e reparos

Seu andador FLUX é aprovado pela CE. Com isso, o fabricante garante que este produto como um todo atende aos requisitos do Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento e Conselho da UE. O andador FLUX deve ser inspecionado quanto ao correto funcionamento antes de cada uso. Os itens listados na tabela a seguir devem ser verificados pelo cuidador e/ou usuário nos intervalos indicados. A não realização dessas verificações simples pode levar ao surgimento de problemas que podem invalidar a garantia.

Verificação:	diário	semanal	mensal
Teste de funcionamento do freio e trava reversa	X		
Verificação das conexões dos parafusos		X	
Inspeção visual de peças de desgaste, como rodas e rolamentos			X
Contaminação nos rolamentos			X

Caso você perceba qualquer defeito, entre em contato com seu revendedor autorizado HOGGI para eliminá-lo. Também recomendamos que você leve seu andador FLUX para manutenção em seu revendedor autorizado a cada doze meses.



Instruções de manutenção e limpeza:

- Limpe todos os componentes da base e peças de plástico usando apenas detergentes suaves.
- Na maioria dos casos, a limpeza com um pano úmido é suficiente.
- Não utilize o seu andador FLUX perto do mar.
- Evite que areia ou outras partículas danifiquem os rolamentos das rodas.
- Partículas de sujeira e cabelo geralmente se acumulam entre a roda e o garfo. Isso pode impedir que as rodas girem suavemente. Remova a roda e limpe bem o garfo e as rodas usando um detergente suave.
- Especialmente no início ou após o ajuste do andador, deve-se verificar a resistência dos suportes ajustados. Se uma conexão aparafusada for afrouxada repetidamente, entre em contato com o revendedor autorizado.

Vida útil do FLUX:

A vida útil esperada do FLUX é de 6 anos, dependendo da intensidade de uso e manutenção. Recomendamos uma inspeção anual por um revendedor autorizado HOGGI. Em caso de interferência ou dano ao andador, ele deve ser verificado imediatamente por um revendedor autorizado.

11 Especificações/ dados técnicos

Medidas (cm) e peso (kg)	FLUX tam. 1	FLUX tam. 2	FLUX tam. 3	FLUX tam. 4
Barra c/ manoplas padrão				
altura da pega	48-61	57-81	69-87	82-102
largura da pega	41	46	51	51
Barra c/ manoplas ajustáveis				
altura da pega	43-68	51-88	62-94	75-102
largura da pega	29-41	34-46	39-51	39-51
diâmetro da pega	3	3	3	3
Apoio para antebraço				
altura do chão	52-69	61-89	73-95	86-110
distancia (antebraços)	29-41	34-46	39-51	39-51
Base				
comprimento total*	65	81	88	91
largura total**	64	69	74	78
peso máx. do usuário	60 kg	75 kg	75 kg	100 kg
diâmetro das rodas dianteiras/ traseiras	15 / 20	15 / 20	15 / 20	20 / 30
altura do assento	37	44	54	58
peso do equipamento	6,5 kg	6,8 kg	7,1 kg	9 kg
diâmetro de giro (sem acessórios)	92 cm	106 cm	120 cm	175 cm

* comprimento total com anti-queda +10 cm, largura com roldana de colisão +1 cm

** Largura total com roldana de colisão +2 cm



Atenção!
Acessórios e complementos reduzem a capacidade de carga restante do andador FLUX.

Importado e distribuído por: MAIS MOVIMENTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA REABILITAÇÃO LTDA. CNPJ 58.895.681/0001-83. Rua Ernesto Bristotti Nº 41 - Jardim Myriam - Campinas/SP. CEP: 13.098-408. AFE ANVISA nº 8.11.374-2. Resp. Técnico: Emmanuel Dias de Sousa Lopes CREFITO/SP 188523-F. Registro ANVISA nº 81137420022. Serviço de atendimento do consumidor SAC: (19) 3304-2500 / sac@maismovimento.com.br.

versão 1 deste manual do usuário.

HOGGI GmbH
Eulerstraße 27 - 56235 Ransbach-Baumbach - Deutschland
www.hoggi.de